



Матрац – Слайдер

Изготовитель: «YANG KING J.D. L.T.D. COMPANY» Китай

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работа медицинской сестер нередко оказывается тяжелым физическим трудом, особенно когда речь идет о пациентах нуждающихся в специальном уходе. Перемещение таких пациентов – работа, после которой боли в спине и пояснично-крестцовой области - обычное явление.

Мы предлагаем нашим клиентам «Легкое движение» - это очень простое, удобное и эффективное приспособление для перемещения пациентов с каталок на кровать, операционный или манипуляционный стол и т.д.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Матрац – слайдер «Легкое движение» предназначен для перемещения лежачих больных с одной поверхности на другую (кровать, каталка, операционный, манипуляционный стол и т.п.)

Слайдер делает перемещение больных легкой работой для медицинского персонала и создает комфорт и безопасность для пациентов.

В работе санитарки, медицинской сестры слайдер оказывает неоценимую услугу, особенно когда речь идет о пациентах, нуждающихся в специальном уходе.

Его легко сложить и потом опять применить для перемещения больных.

Выдерживает нагрузку 200 кг.

Поверхность, на которой лежит больной, должна быть ровной и жесткой. Перепад высот между каталкой и поверхностью может составлять 15 см



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перемещение пациента лучше проводить вдвоем.

При перемещении пациента с больничной кровати (операционного стола и т.д.) на каталку оператор со стороны кровати легко поддерживает пациента за плечи и ягодицы лицом к себе. Другой оператор со стороны каталки (операционного стола) раскладывает матрац-слайдер и (и т.д.) подкладывает его под пациента на 1/3 или 1/4 его тела. Оператор со стороны кровати укладывает пациента на край матраца-слайдера и медленным, легким движением перекачивает пациента на матраце-слайдере с больничной кровати на каталку. При обратном перемещении пациента с каталки на кровать (операционный, стол и т.д.) все действия повторяются, но уже в обратном порядке и оператор со стороны больничной кровати вынимает матрац-слайдер.

ОБРАБОТКА СЛАЙДЕРА

Скользкий чехол непромокаем. Его можно протирать влажной тряпкой, можно стирать при температуре 60 °С, но не в стиральной машине.

Дезинфицировать (мыть) любым дезинфицирующим средством, не вызывающим коррозию синтетического полимера. Для обработки рекомендуются средства, не содержащие сильных окислителей (хлор, перекись) с моющим эффектом, например, «Бриллиант» - раствор 0,5-2%, «Бриллиантовый свет» - раствор 0,15-3%, «Бриллиантовый рай» - раствор 0,1%-2% и в т.ч. содержащие спирты, например «Бриллиантовый спрей».

Доска в синтетической ткани также выдерживает любые щадящие дезсредства с моющим эффектом, в том числе на основе спиртов.

Нельзя тереть серую доску жесткой щеткой.

ВНИМАНИЕ!

1. Персонал должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией по применению.
2. Перед перемещением пациента, каталка, должна быть плотно придвинута к больничной кровати (операционному столу и т.д.) и зафиксирована оператором.
3. Перепад высот между поверхностями не должен быть выше или ниже 15см
4. Запрещается использовать грубую силу при проведении манипуляции по перемещению пациентов !!!

ГАРАНТИЯ – 1 год при соблюдении правил использования и отсутствии механических повреждений

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.561.П.038152.05.07 от 25.05.2007г.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - бессрочный

Технические характеристики

- Размер: 170 см x 50 см
- Вес: 4,5 кг
- Материал: нейлон, фанера

Трансфер (матрац-слайдер)

Предлагаем Матрац-слайдер для облегчения перемещения малоподвижных пациентов с каталок на кровать, на манипуляционный или операционный стол, с минимально задействованной мускульной силой персонала.

Трансфер представляет из себя лист **рентгенопрозрачного РР-пластика** в скользящем крупнотканном чехле из полиэстера с прочными ручьятками из полиформальдегида.

Поверх пластика в скользящем чехле находится «муфта» из плотного материала, на которой пациент легко перемещается с кровати на каталку

Скользкий чехол трансфера должен быть непромокаемый, дезинфицируемый средством, не вызывающим коррозию синтетического полимера

Размер трансфера - 1700*500*12мм
Вес - 2,3 кг
Максимальная нагрузка - не более 200 кг

Матрац-слайдер фирмы AKS NAUSICAA (Франция)

Скользкие подстилки - помощь при работе с пациентом





подтягивание этап 1



подтягивание этап 2



подтягивание этап 3



С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03

motoromed@gmail.com