



**MotorMed**

Медицинская техника и инновационные технологии

**ЗАО НТПФ "МОТОР"**

**Аппараты для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов Oliver  
END0-10 (END0-10N), END0-20 (END0-20N)  
Производитель CHO YANG MEDICAL INDUSTRY LTD., Ю.Корея**

**Передовая технология очистки и дезинфекции/стерилизации без ультразвука**

Аппараты для мойки и дезинфекции серии **Oliver END0** снабжены функциями, обеспечивающими тройную защиту - защиту пациента, защиту персонала и защиту ваших гибких эндоскопов. Высочайшее качество автоматической стерилизации и дезинфекции включает, кроме самой мойки, продувку и спиртовую дезинфекцию.

**END0-10 (END0-10N) – мойка на один эндоскоп  
END0-20 (END0-20N) – мойка на два эндоскопа**

Система производит идеальную мойку и дезинфекцию внутренней и внешней поверхности эндоскопов, четко контролируя давление воздуха и сопротивление воды. По выбору пользователя работа аппаратов может контролироваться автоматически или вручную. Мойки оборудованы эффективной и точной системой самодиагностики, которая способна обнаружить любые возможные неполадки и не требует сложного технического ухода. Минимальная продолжительность цикла мойки 15-20 минут.

**Свойства аппаратов:**

- специализированная очистка и дезинфекция/стерилизация эндоскопов
- проверка герметичности
- превосходная очистка и дезинфекция/стерилизация с помощью 3 мощных помп
- многоканальная система струй, вращающихся на 360°



**Oliver Endo 10**

- продвинутая система фильтрации воды
- ультрафиолетовая система дезинфекции воды
- система контроля температуры
- система продувки спиртом
- система самодезинфекции
- печать результата

Емкость бака для дезинфектанта	15 л
Емкость бака для детергента	1,2 л
Емкость бака для воды	15 л

Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов	4 шт
Давление воды	1,5-3,0 кг/ см <sup>2</sup>
Расход воды (рабочий поток)	10л/мин
Параметры электросети (В/Гц)	220/50
Вес (кг)	76
Габаритные размеры (мм)	550x560x940



### Oliver Endo 10 N

Дополнительно - улучшенная система датчиков:

- датчик закрытия верхней крышки,
- датчик слива,
- датчик уровня для каждого резервуара специальные материалы, не допускающие коррозии
- полная автоматизация процесса

Емкость бака для дезинфектанта	20 л
Емкость бака для детергента	1,0 л
Емкость бака для воды	20 л
Емкость бака для спирта	1,0 л
Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов	4 шт
Давление воды	1,5-3,0 кг/ см <sup>2</sup>
Расход воды (рабочий поток)	10л/мин
Параметры электросети (В/Гц)	220/50
Вес (кг)	86
Габаритные размеры (мм)	550x560x940



### Oliver Endo 20

Улучшенная система датчиков:

- датчик закрытия верхней крышки,
- датчик слива,
- датчик уровня для каждого резервуара специальные материалы, не допускающие коррозии полная автоматизация процесса

Емкость бака для дезинфектанта	17 л
Емкость бака для детергента	1,5 л
Емкость бака для воды	17,5 л
Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов	6 шт
Давление воды	1,5-3,0 кг/ см <sup>2</sup>
Расход воды (рабочий поток)	10л/мин
Параметры электросети (В/Гц)	220/50
Вес (кг)	86
Габаритные размеры (мм)	650x660x950



### Oliver Endo 20N

- ультрафиолетовая система дезинфекции воды
- система контроля температуры
- система самодезинфекции
- система продувки спиртом
- функциональная система распечатки результатов
- система дезодорации
- автоматическая система подъема крышки

Емкость бака для дезинфектанта	20 л
Емкость бака для детергента	1,0 л
Емкость бака для воды	20 л
Емкость бака для спирта	1,0 л
Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов	6 шт
Давление воды	1,5-3,0 кг/ см <sup>2</sup>
Расход воды (рабочий поток)	10л/мин
Параметры электросети (В/Гц)	220/50
Вес (кг)	86
Габаритные размеры (мм)	640x620x1050

**Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ и НДС не облагается.**

**С глубоким почтением и уважением, коммерческий директор  
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03**

---

[motoromed@gmail.com](mailto:motoromed@gmail.com)

**Почтовый адрес: 127106 Москва, Гостиничная ул., д. 4 к.9, офис 4  
(495) 228-18-18, (926) 550-03-03**

[www.motormed.ru](http://www.motormed.ru)   [www.zaomotor.ru](http://www.zaomotor.ru)   [www.ларикс.рф](http://www.ларикс.рф)  
[www.porcetom.ru](http://www.porcetom.ru)   [www.biodivo.ru](http://www.biodivo.ru)